

Glukočni senzorji 2026



Ime senzorja	
Proizvajalec	
Distributer	
Splošne informacije	
Oddajnik ločen od senzorja / čas delovanja	
Sprejemnik ali čitalnik	
Sprejemnik ali čitalnik je lahko tudi merilnik glukoze v krvi	
Vodoodpornost / globina / čas	
Obliž v osnovnem paketu senzorja	
Umerjanje	
Čas delovanja	
Čas ogrevanja	
MARD (točnost)	
Mesto nošenja	
Osveževanje podatkov na	
Aplikacija za uporabo senzorja	
Aplikacija za sledenje	
Aplikacija omogoča:	
serijsko vklopljene alarme	
možnost sprememb TIR / TITR	
vnos dogodkov (hrana, gibanje ...)	
fotografiranje obrokov	
povezavo z NovoPen Echo® Plus	
uporaba za slepe/slabovidne	
pošiljanje AGP poročila	
slepo nošenje senzorja	
Povezava z zdravstvenim timom	
Pomoč uporabnikom	
Prednosti / posebnosti senzorja	

Accu-Chek SmartGuide	Roche Diabetes Care, Nemčija Roche d.o.o., Ljubljana
	https://www.accu-check.si/zdelki/smartguide-NMG
NE	NE
NE	NE
NE	NE
DA / 1 m / 60 min	DA / 1 m / 60 min
NE	NE
DA, NUJNO	DA, NUJNO
14 dni	14 dni
60 min	60 min
9,2 %	9,2 %
nadlaket	nadlaket
5 min	5 min
NE	NE
DA	DA
DA	DA
DA	DA
NE	NE
NE	NE
NE	NE
DA	DA
NE	NE
DA	DA
NE	NE
Accu-Chek Care	Accu-Chek Care
080 16 41 smartguide.si@roche.com	080 16 41 smartguide.si@roche.com
<ul style="list-style-type: none"> zaznavanje hipo in hiperglikemičnega vzorca glukoze, predlaga možne vzroke za odstopanja, kar uporabnikom pomaga prilagoditi vedenje funkcija napovedi glukoze za naslednjih 30 minutah, 2 uri in ponoči (napoved nočne hipoglikemije) napoved glukoze omogoča, da se oseba s sladkorno boleznijo lažje pripravi vnaprej in ukrepa še pred visokimi ali nizkimi vrednostmi. povezljivost z uro Apple 	

Dexcom G7	Roche Diabetes Care, Nemčija Kemofarmacija d.d.
	https://www.dexcom.com/si-SI
NE	NE
DA - sprejemnik	DA - sprejemnik
NE	NE
DA / 2,5 m / 24 h	DA / 2,5 m / 24 h
DA	DA
DA, možno	DA, možno
10 dni + 12h	10 dni + 12h
30 min	30 min
8,2 %	8,2 %
nadlaket / trebuh	nadlaket / trebuh
5 min	5 min
DA	DA
DA	DA
DA	DA
NE	NE
NE	NE
NE	NE
DA	DA
NE	NE
DA	DA
DA, s sprejemnikom	DA, s sprejemnikom
Dexcom Clarity	Dexcom Clarity
080 48 88 82 si.info@dexcom.com	080 48 88 82 si.info@dexcom.com
<ul style="list-style-type: none"> FDA certifikat, iCGM standard natančnost MARD 8,2 % najkrajši ogrevalni čas 30 minut povezljivost z uro Apple in Garmin 20 minutno opozorilo pred hipoglikemijo in 9 prilagodljivih alarmov aplikacija in sprejemnik v slovenskem jeziku TIR - integriran barvni semafor v aplikaciji in sprejemniku 	

FreeStyle Libre 2 Plus	Abbott, Združene države Amerike Sanolabor, d.d. Leskovškova 4, 1000 Ljubljana
	https://www.freestyle.abbott/si-si/home.html
NE	NE
DA - čitalnik, obvezno odčitavanje senzorja 1 x / 8 ur	DA - čitalnik, obvezno odčitavanje senzorja 1 x / 8 ur
DA	DA
DA / 1m / 30 min	DA / 1m / 30 min
NE	NE
NE	NE
15 dni	15 dni
60 min	60 min
8,2 %	8,2 %
nadlaket	nadlaket
1 min	1 min
NE	NE
NE	NE
DA	DA
NE	NE
DA	DA
NE	NE
DA	DA
NE	NE
LibreView	LibreView
080 11 00 podpara.si@abbott.com	080 11 00 podpara.si@abbott.com
<ul style="list-style-type: none"> FDA certifikat, iCGM standard edini osvežuje podatke na 1 minuto izjemno točni podatki 15 dni odobren za uporabo od 2. leta starosti dalje in nosečnicah ne vsebuje IBOA in MBPA v lepilu, dveh najpogostejših kožnih alergenov aplikacija ali čitalnik nudita pogled kolikor je uporabnik odčital senzor 	

Hippo H1	Hippo Medical Pte. Ltd., Singapur Medicas d.o.o.
	www.hippodiabetes.si
NE	NE
NE	NE
NE	NE
DA / 1 m / 30 min	DA / 1 m / 30 min
DA	DA
NE	NE
14 dni	14 dni
60 min	60 min
7,5 %	7,5 %
nadlaket	nadlaket
3 min	3 min
DA	DA
DA	DA
DA	DA
DA	DA
NE	NE
NE	NE
DA	DA
NE	NE
Hippo Portal Login	Hippo Portal Login
059 057 510 info@mojCuker.si	059 057 510 info@mojCuker.si
<ul style="list-style-type: none"> majhen (22 x 22 x 4 mm), lahek (4 g) najnižji MARD: 7,5 % nastavitev slepega nošenja direktno v aplikaciji kompatibilnost z večino pametnih telefonov doseg bluetooth signala 10 m povezava s pametno uro Apple rok uporabe 18 mesecev od datuma proizvodnje 	

MEDTRUM S9 CGM	Medtrum Technologies Inc., Kitajska VPD, BLED, D.O.O.
	https://vpd.si/medtrum-s9-cgm/
DA / 1 leto	DA / 1 leto
NE	NE
NE	NE
DA / 2,5 m / 60 min	DA / 2,5 m / 60 min
DA	DA
DA, možno	DA, možno
14 dni	14 dni
30 min	30 min
9,7 %	9,7 %
nadlaket / trebuh	nadlaket / trebuh
2 min	2 min
DA	DA
NE	NE
DA	DA
NE	NE
NE	NE
Medtrum EasyView Pro	Medtrum EasyView Pro
080 80 91 info@vpd.si	080 80 91 info@vpd.si
<ul style="list-style-type: none"> skeniranje ni potrebno podatki so shranjeni do 14 dni (brez izgube podatkov), v kolikor v bližini ni pametne naprave odobren za uporabo od 2. leta starosti dalje 	

SIBIONICS GS1	Shenzen SiSensing Co., Ltd., Kitajska Zaloker & Zaloker d.o.o.
	https://www.zaloker-zaloker.si/sladkorna-bolezen/merjenje-glukoze
NE	NE
NE	NE
NE	NE
DA / 1 m / 60 min	DA / 1 m / 60 min
DA	DA
NE	NE
14 dni	14 dni
60 min	60 min
8,83 %	8,83 %
nadlaket	nadlaket
5 min	5 min
DA	DA
NE	NE
DA	DA
NE	NE
NE	NE
ProView	ProView
041 930 100 podpara@zaloker-zaloker.si	041 930 100 podpara@zaloker-zaloker.si
<ul style="list-style-type: none"> spomin senzorja 14 dni rok uporabe 18 mesecev od datuma proizvodnje odobren za uporabo od 3. leta starosti naprej podpora uporabnikom in storitev Prvi posvet pri distributerju 	

Syai Ultra	Syai Health Technology Pte. Ltd., Singapur VI vis d.o.o.
	www.mojCuker.si/syai
NE	NE
NE	NE
NE	NE
DA / 1,5 m / 30 min	DA / 1,5 m / 30 min
NE	NE
NE	NE
14 dni	14 dni
30 min	30 min
8,1 %	8,1 %
nadlaket	nadlaket
5 min	5 min
DA	DA
DA	DA
DA	DA
DA	DA
NE	NE
NE	NE
DA	DA
NE	NE
Syai Doctor	Syai Doctor
059 057 510 info@mojCuker.si	059 057 510 info@mojCuker.si
<ul style="list-style-type: none"> najmanjši (19,3 x 20 x 3,6 mm), najlažji (1,3 g) aplikacija omogoča fotografiranje obroka s številom ogljikovih hidratov s pomočjo UI napoved hipo in hiperglikemije (30 min v naprej) doseg bluetooth signala 10 m povezava z nekaterimi pametnimi urami najširši temperaturni razpon delovanja (2 °C - 45 °C) rok uporabe 18 mesecev od datuma proizvodnje možen nakup sprejemnika pri distributerju 	

Wellion SENSOR	MicroTech Medical Co., Ltd., Kitajska MED TRUST d.o.o.
	https://www.wellion.si/wellion-zdelki/wellion-senzor-cmgs
DA / 4 leta	DA / 4 leta
NE	NE
NE	NE
DA / 1 m / 30 min	DA / 1 m / 30 min
DA	DA
DA, možno	DA, možno
10 dni	10 dni
60 min	60 min
9,10 %	9,10 %
nadlaket / trebuh / zadnjica	nadlaket / trebuh / zadnjica
5 min	5 min
DA	DA
DA	DA
DA	DA
NE	NE
NE	NE
DA	DA
NE	NE
Wellion Pancares	Wellion Pancares
031/704-608 info@medtrust.si	031/704-608 info@medtrust.si
<ul style="list-style-type: none"> enostavna uporaba brez skeniranja podatki so shranjeni do 10 dni nameščanje na nadlaket, trebuh ali zadnjico povezava z Apple Watch in Apple health dodatni zaščitni obliž 	

BI RADI IZVEDELI KAJ VEČ?



e-diabetes.si



V seznamu se podatek MARD in priporočena mesta nošenja senzorja nanašajo na odrasle 18+. Če aplikacija senzorja, ne omogoča sprememb TIR/TITR, je sprememba mogoča na spletnem portalu senzorja. Enako velja za direktno pošiljanje AGP poročila; če pošiljanje ni mogoče preko aplikacije na mobilnem telefonu je to možno preko spletnega portala senzorja.